


Kurzanleitung

DENTApus® Datenexport für MDR Risikomanagement



SOFTWARE
SERVICE
STADERMANN



Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Über diese Dokumentation..... | 3 |
| Vorgehensweise Datenexport MDR Risikomanagement | 3 |
| Welche Daten werden Übergeben? | 4 |
| Impressum..... | 5 |

Über diese Dokumentation

In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie direkt und ohne manuelle Eingaben Ihre Kennzahlen zum Risikomanagement an den Dental Risikomanager übergeben.

Vorgehensweise Datenexport MDR Risikomanagement

Über das Menü erreichen Sie den Menüpunkt „Export MDR Risikomanagement“.



Es öffnet sich folgendes Fenster.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Datenexport Risikomanagement". It has a blue background and standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right. The form contains the following elements:

- Label: "Benutzername MDR Risikomanagement" above a text input field containing "Demo".
- Label: "Kennwort" above an empty text input field.
- Labels: "Von Datum" and "Bis Datum" above two date input fields containing "01.07.2021" and "31.07.2021" respectively.
- Label: "Zugangsdaten speichern ?" next to an unchecked checkbox.
- Button: "Zugangsdaten prüfen" located below the checkbox.
- Buttons: "OK" and "Abbrechen" in the top right corner.
- A large, empty white rectangular area at the bottom of the dialog, likely for displaying output or error messages.

Geben Sie in den Feldern Benutzernamen und Kennwort die Zugangsdaten ein, die Sie für den Zugang zum Dental Risikomanager erhalten haben.

Auf Wunsch kann DENTApplus diese Zugangsdaten auch speichern.

Über Zugangsdaten prüfen können Sie testen, ob Ihre Zugangsdaten korrekt sind.

Wählen Sie den Zeitraum, für welchen Sie die Daten übergeben möchten.

Mit OK starten Sie die Übergabe.

Die Übergabe kann mehrfach für denselben Zeitraum geschehen.

Welche Daten werden übergeben?

Übergeben werden Kulanz / Reklamationen, aber auch die Anzahl der durchgeführten Aufträge.

Es werden keine Umsatzzahlen übermittelt!

Impressum

Software Service Stadermann GmbH
Ing.-Honnef-Str. 9
21509 Glinde
Telefon 040/670 509-0
Telefax 040/670 509-21

Internet: <http://www.stadermann.de>
Alle Rechte vorbehalten.

Die Software und die Kurzanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten sowie der Kurzanleitung übernommen werden.

Stand: 08.2021